

Scanner : précautions à prendre pour les patients porteurs d'un stimulateur

[Imprimer PDF Envoyer à un ami](#)

Auteur : SFR

Scanner : précautions à prendre pour les patients porteurs d'un stimulateur

La FDA vient de diffuser une alerte sur les dysfonctions des dispositifs électroniques externes ou implantés provoqués par des examens scanographiques. Cela concerne :

- les patients porteurs d'un pace maker ou d'un défibrillateur
- les patients porteurs d'un neurostimulateur
- les patients branchés sur une seringue électrique

Pour tous ces patients il faut prendre les précautions suivantes :

Si possible : essayer de ne pas irradier le dispositif en le laissant hors du champ

Si cela n'est pas possible : éviter une irradiation continue de plusieurs secondes
(imagerie de perfusion ou imagerie interventionnelle)

Dans tous les cas : s'assurer après l'examen que le dispositif est correctement fonctionnel.

Pour en savoir plus <http://www.fda.gov/cdrh/safety/071408-ctscanning.html>